


スパイロマネージャーⅡ

スパイロメーターを
操作する



自動出力！

JPEG
CSV
ファイル



簡単連携！



受信完了！



電子カルテ

○どんなお客様に最適なソフトウェアですか？

CSV出力も可能となりました

・測定結果は **画像ファイルに保存** しますので **電子カルテに対応** できます。

・**連続してたくさんの測定を行う** 検診センターや

スパイロメーターの測定結果を **ファイル保存** したいお客様などに **最適なプログラム** です。

○スパイロマネージャーⅡとは？

・**スパイロメーターの測定結果を出力** するプログラムです。

○どうやって使うのですか？

・スパイロメーターを起動して **通信状態にすれば**、それ以降は **一切の操作が不要**

・**スパイロメーターの操作を行なうだけ** で、測定結果の **自動保存** や **自動印刷** をスパイロマネージャーⅡが全て行います。

○スパイロマネージャーⅡの仕様

| | |
|------------|------------------------------------|
| 対応スパイロメーター | HI-801 HI-205 HI-105 HI-201 HI-101 |
| 通信方式 | RS-232C |
| 測定結果の内容 | ID,VC,FV,FVC,換気分類,COPD,肺年齢 |
| ファイル保存形式 | JPEG形式,CSVデータ形式 |
| 動作保証OS | Windows XP Vista |

お問い合わせは

0422-49-2113

までご連絡ください

有限会社ティアーズコンピュータ

商品に関する情報及びお問い合わせフォーム <http://www.tears.co.jp/spiroman/>

〒181-0013

東京都三鷹市下連雀3-27-1
三協ビル2F

TEL: 0422-49-2113

ｱﾄﾞﾙｽ: spiro2@tears.co.jp